

DIACARE 5000

TECAR TERAPIA | 14 PROGRAMMI

IL MODELLO DIACARE 5000 RACCHIUDE TUTTA LA QUALITÀ DELLA TECAR TERAPIA GLOBUS IN UNA MACCHINA DI DIMENSIONI E PESO RIDOTTI, PER GARANTIRE LA MASSIMA PORTABILITÀ, MANTENENDONE INVARIATE EFFICACIA E PROFESSIONALITÀ.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 4.3" display touch screen a colori

Potenza

200W ±10%

Uscite

2

Frequenze di emissione

400kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, ± 10%

Modalità di trattamento

Capacitiva e resistiva

Elettrodi capacitivi

3 dimensioni Ø (mm 30, 50, 70)

Elettrodi resistivi

3 dimensioni Ø (mm 30, 50, 70)

Alimentazione a rete

100-240V AC, 50-60Hz, 1.8A

Dimensioni


mm 170x220x60

Peso

gr 1100

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Unità di Tecar Terapia DIACARE 5000
- 1 Elettrodo di ritorno (piastra)
- 1 Manipolo resistivo monopolare con 3 elettrodi Ø (mm 30, 50, 70)
- 1 Manipolo capacitivo monopolare con 3 elettrodi Ø (mm 30, 50, 70)
- 1 Barattolo di crema da ml 250
- 1 Alimentatore
- 1 DVD con video trattamenti
- 1 Manuale operativo



CE
0476



RESISTIVO



CAPACITIVO



BIPOLARE



MULTIFREQUENZA



TRATTAMENTI PULSATI



VEICOLAZIONE TRANSDERMICA



DISPLAY TOUCH SCREEN



TRATTAMENTO MANI LIBERE



PROGRAMMI PREIMPOSTATI



SCANSIONE AUTOMATICA DELLE FREQUENZE



TRATTAMENTI IN ATERMIA



DISPLAY A COLORI



ALIMENTAZIONE A RETE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

DIACARE 5000

TECARTERAPIA | 14 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

MEDICALI

Dolore da traumi muscolari

Dolore da traumi tendinei

Traumi caviglia

Lombalgie

Dolore spalla

Sindromi algiche cervicali

Distrazioni muscolari

Patologie articolari

Artrosi ginocchio

Colpo di frusta

Sciatalgia

Ernia del disco

Sindrome del piriforme

Trattamento post-chirurgico delle fratture femorali