

ELITE SII

ELETTROTHERAPIA 2 CANALI | 100 PROGRAMMI

IL PRODOTTO A DUE CANALI PER OGNI ESIGENZA DI TRATTAMENTO.

44 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE | 30 SPORT | 16 TENS | 6 PREVENZIONE | 3 REHAB | 1 INCONTINENZA

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,5"

Canali

2 indipendenti (4 elettrodi)

Frequenza

1-150Hz

Larghezza impulso

50-400µs

Intensità

0-100mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni


mm 80x130x25

Peso


gr 220

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore ELITE SII
- 2 Cavi per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE
0476



TENS



PROGRAMMABILE



SYNCR0 STIM



BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

ELENCO PROGRAMMI

SPORT

Demo

Penna cerca punti

Riscaldamento arti inferiori

Riscaldamento pre gara arti inferiori

Forza massimale arti inferiori

Forza resistente arti inferiori

Forza esplosiva arti inferiori

Reattività arti inferiori

Capillarizzazione arti inferiori

Recupero attivo arti inferiori

Defaticamento arti inferiori

Endurance arti inferiori

Decontratturante arti inferiori

Forza massimale addominali

Forza resistente addominali

Recupero attivo addominali

Defaticamento addominali

Capillarizzazione addominali

Decontratturante addominali

Riscaldamento arti superiori

Riscaldamento pre gara arti superiori

Forza massimale arti superiori

Forza resistente arti superiori

Forza esplosiva arti superiori

Reattività arti superiori

Capillarizzazione arti superiori

Recupero attivo arti superiori

Defaticamento arti superiori

Endurance arti superiori

Decontratturante arti superiori

TENS E DOLORE

Tens antalgica convenzionale

Tens endorfinica

Tendinite cuffia rotatori

Dolore muscolare

Osteoartrite ginocchio

Dolore post intervento

Lesione muscolare

Cervicali

Dolore al trapezio

Sciatalgia

Lombalgia

Epicondilite

Periartrite scapolo omerale

Tunnel carpale

Osteoartrite

Dolori mestruali

FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE

Lipolisi anticellulite gambe

Lipolisi anticellulite glutei e fianchi

Lipolisi anticellulite fascia addominale

Lipolisi anticellulite arti superiori

Drenaggio gambe

Drenaggio glutei e fianchi

Drenaggio fascia addominale

Drenaggio arti superiori

Rassodamento gambe

Rassodamento glutei e fianchi

Rassodamento fascia addominale

Rassodamento arti superiori

Tonificazione gambe

Tonificazione dorsali

Tonificazione glutei e fianchi

Tonificazione fascia addominale

Tonificazione arti superiori

Modellamento gambe

Modellamento glutei e fianchi

Modellamento fascia addominale

Vascolarizzazione gambe

Vascolarizzazione arti superiori

Lipostress gambe

Lipostress glutei

Lipostress fianchi

Lipostress fascia addominale

Lipostress arti superiori

Aumento Massa gambe

Aumento Massa arti superiori

Drenaggio fascia addominale post parto

Lipolisi fascia addominale post parto

Tonificazione addominali post parto

Definizione fascia addominale uomo

Definizione pettorali uomo

Aumento massa gambe donna

Aumento massa arti superiori donna

Arti superiori gonfi

Gambe gonfie

Massaggio tonificante gambe

Bellezza viso 1

Bellezza viso 2

Tonificazione seno 1

Tonificazione seno 2

PREVENZIONE

Prevenzione caviglia

Prevenzione ginocchio

Prevenzione muscolare quadricipite

Riattrezzatura spalla

Prevenzione spalla

Prevenzione gomito

REHAB

Atrofia quadricipite con protesi

Prevenzione sublussazione spalla

Flesso- estensori caviglia

INCONTINENZA

Incontinenza Mista