

ELITE

ELETTROTERAPIA 4 CANALI | 98 PROGRAMMI

PRODOTTO A QUATTRO CANALI PER QUALSIASI ESIGENZA DI TRATTAMENTO.

32 SPORT | 29 BELLEZZA | 26 FITNESS | 9 TENS | 2 REHAB

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-100mA

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

mm 100x160x35


Peso

gr 454

* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore ELITE
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE
0197



- TENS** TENS
- Last 10** LAST 10
- MULTI USER** MULTI USER
- MY TRAINER** MY TRAINER
- SyS Synera Stim** SYNCRO STIM
- BATTERIA RICARICABILE**

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

ELITE

ELETTROTERAPIA 4 CANALI | 98 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SPORT

Demo

Penna cerca punti

Capillarizzazione

Riscaldamento

Decontratturante

Recupero post gara/allenamento

Forza massimale

Forza resistente

Forza esplosiva

Reattività

FITNESS

Rassodamento

Rassodamento Bio-Pulse

Modellamento

Tonificazione

Aumento massa

BELLEZZA

Drenaggio

Drenaggio Bio-Pulse

Lipolisi

Lipolisi Bio-Pulse

Massaggio tonificante

Massaggio rilassante Bio-Pulse

Vascolarizzazione

Capillarizzazione viso

Effetto lifting viso

TENS E DOLORE

Tens antalgico

Tens endorfinico

Contratture

Ematomi

Sciatalgia

Lombalgia

Cervicali

Dolore alla spalla

Epicondillite

REHAB

Recupero atrofia arti inferiori

Recupero atrofia arti superiori

