

MAGNUM L

MAGNETOTERAPIA | 8 PROGRAMMI

PRODOTTO DI FISIOTERAPIA ADATTO A RECUPERARE LA FUNZIONALITÀ COMPROMESSA DA TRAUMI.

8 SALUTE E REHAB

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

1

Intensità erogabile

- 60 Gauss medi
- 160 Gauss picco

Frequenza erogabile

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Solenoidi

1 flessibile da mm 300x100

Alimentazione

Rete

Dimensioni


mm 100x160x35

Peso

gr 280

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM L
- 1 Solenoide flessibile mm 300x100
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



· CONFIGURAZIONE DISPONIBILE G3947



CE
0476



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



STIM LOCK



ALIMENTAZIONE A RETE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM L

MAGNETOTERAPIA | 8 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SALUTE E REHAB

Piccole fratture

Grandi fratture

Osteoartrite cervicale

Dolore schiena

Osteoporosi

Artrosi

Artrite

Epicondilite