

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMMI

PRODOTTO DI FISIOTERAPIA ADATTO A RECUPERARE LA FUNZIONALITÀ COMPROMESSA DA TRAUMI.

32 SALUTE E REHAB | 14 ESTETICA E FITNESS

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2 indipendenti

Intensità erogabile

- 100 Gauss medi per canale

- 500 Gauss picco totali

Frequenza erogabile

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Solenoidi

2 flessibili da mm 300x100

Alimentazione

Rete

Dimensioni

mm 100x160x35

Peso

gr 296

DOTAZIONE DI SERIE


· 1 Borsa

· 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM XL PRO

· 2 Solenoidi flessibili mm 300x100

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



OPZIONI DI ACQUISTO

· G3956 MAGNUM XL PRO con 2 solenoidi flessibili

· G3970 MAGNUM XL PRO con 2 solenoidi rigidi

· G4278 MAGNUM XL PRO con 2 solenoidi SOFT



CE
0476



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



PROGRAMMABILE



STIM LOCK



ALIMENTAZIONE A RETE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SALUTE E REHAB

Frattura
Frattura spalla
Frattura clavicola
Frattura avambraccio
Frattura bacino
Frattura tibia
Frattura polso
Frattura collo femore
Frattura scafoide
Ritardo consolidamento frattura
Infiammazione cuffia rotatori
Tunnel carpale
Dolore schiena
Artrosi
Osteoporosi
Osteoartrite cervicale
Osteoartrite mano
Osteoartrite spalla
Osteoartrite colonna
Osteoartrite ginocchio
Osteoartrite anca
Protesi anca
Post intervento LCA
Pulizia cartilagine
Protesi ginocchio
Epitrocleite
Epicondilita
Tendiniti
Edemi - contusioni
Dolori articolari
Distorsione caviglia
Artriti

ESTETICA E FITNESS

Drenaggio addome
Drenaggio arti superiori
Drenaggio cosce, glutei, fianchi
Cellulite addome
Cellulite arti superiori
Cellulite cosce, glutei, fianchi
Stati edematosi
Gonfiore gambe
Trattamento riattivante
Rigenerazione tissutale
Acne
Cicatrici
Rughe facciali
Smagliature