

# MAGNUM XL

## MAGNETOTERAPIA | 26 PROGRAMMI

PRODOTTO DI FISIOTERAPIA ADATTO A RECUPERARE LA FUNZIONALITÀ COMPROMESSA DA TRAUMI.

16 SALUTE E REHAB | 10 ESTETICA E FITNESS

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

2 indipendenti

#### Intensità erogabile

- 70 Gauss medi per canale

- 400 Gauss picco totali

#### Frequenza erogabile

5-200Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Solenoidi

1 flessibile da mm 300x100

#### Alimentazione

Rete

#### Dimensioni

mm 100x160x35

#### Peso

gr 280

### DOTAZIONE DI SERIE


· 1 Borsa

· 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM XL

· 1 Solenoide flessibile mm 300x100

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

· G3216 MAGNUM XL con 1 solenoide flessibile

· G3218 MAGNUM XL con 2 solenoidi rigidi

· G4279 MAGNUM XL con 2 solenoidi SOFT



CE  
0476



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



PROGRAMMABILE



STIM LOCK



ALIMENTAZIONE A RETE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# MAGNUM XL

## MAGNETOTERAPIA | 26 PROGRAMMI

### ELENCO PROGRAMMI

#### SALUTE E REHAB

Frattura

---

Frattura spalla

---

Frattura avambraccio

---

Frattura tibia

---

Frattura polso

---

Ritardo consolidamento frattura

---

Infiammazione cuffia rotatori

---

Tunnel carpale

---

Dolore schiena

---

Artrosi

---

Osteoporosi

---

Osteoartrite cervicale

---

Osteoartrite mano

---

Osteoartrite spalla

---

Osteoartrite colonna

---

#### ESTETICA E FITNESS

Drenaggio

---

Cellulite

---

Stati edematosi

---

Gonfiore gambe

---

Trattamento riattivante

---

Rigenerazione tissutale

---

Acne

---

Cicatrici

---

Rughe facciali

---

Smagliature

