



TENS

## ELETTRODO ADESIVO DI STIMOLAZIONE DI SUPERFICIE MONOUSO



### Descrizione

Il gel utilizzato è sviluppato specificatamente per l'elettrostimolazione garantendo le migliori performance con tutti i tipi di pelle.

Ottima adesione anche dopo numerosi riposizionamenti.

La parte stimolante garantisce un'uniformità dell'intensità elettrica su tutta la superficie dell'elettrodo per un risultato più consistente valutabile alla fine di ogni trattamento.

- Gel solido ad alta adesività che permette numerosi riposizionamenti;
- Un sofisticato strato conduttivo che garantisce all'elettrodo un'ottima stimolazione su tutta la superficie di applicazione.

### Materiali

Sensore	PP/C
Materiale a contatto con la pelle	Hydrogel
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Snap	Acciaio
Connettore	CuZn/Au con isolante PVC
Packaging	LPDE

### Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Ftalati	No

### Specifiche Prodotto

Codice generico	TEONXXXXXXX
Altezza	Da 35 a 50 mm
Larghezza	Da 45 a 100 mm
Connettore	Snap, Tab, Presca 2 - 2x2 mm

### Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓

Altre versioni disponibili su richiesta