

DUO PRO

ELETTROTHERAPIA 2 CANALI | 35 PROGRAMMI

IL PRODOTTO A DUE CANALI IDEALE PER TRATTARE IL DOLORE MA ANCHE PER LA FORMA FISICA.

20 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE | 8 REHAB | 7 SPORT

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 1,5"

Canali

2 indipendenti (4 elettrodi)

Frequenza

1-120Hz

Larghezza impulso

50-320µs

Intensità

0-100mA per canale

Alimentazione

n. 3 batterie a stilo AAA

Dimensioni


mm 65x135x26

Peso

gr 95

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore DUO PRO
- 2 Cavi per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 3 Batterie AAA
- 1 Manuale operativo



CE
0197



TENS TENS

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

DUO PRO

ELETTROTHERAPIA 2 CANALI | 35 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

TENS E REHAB

Atrofia muscolare arti superiori

Atrofia muscolare arti inferiori

Tens antalgica

Tens endorfinica

Tens antinfiammatorio

Cervicali

Lombosciatalgia

Contratture muscolari

FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE

Lipolisi anticellulite cosce

Lipolisi anticellulite glutei e fianchi

Lipolisi anticellulite fascia addominale

Lipolisi anticellulite arti superiori

Drenaggio braccia

Drenaggio cosce

Drenaggio fianchi

Drenaggio fascia addominale

Drenaggio glutei

Rassodamento cosce e fianchi

Rassodamento fascia addominale

Rassodamento arti superiori

Tonificazione gambe

Tonificazione cosce e fianchi

Tonificazione fascia addominale

Tonificazione arti superiori

Modellamento gambe

Modellamento cosce e fianchi

Modellamento fascia addominale

Modellamento arti superiori

Bellezza viso

Tonificazione seno

SPORT

Capillarizzazione

Riscaldamento

Recupero attivo post gara/allenamento

Forza massimale

Forza resistente

Forza esplosiva

Reattività