


sonora

ultrasuoniterapia



Le apparecchiature **sonora** sono unità programmabili per la generazione di correnti atte ad alimentare

trasduttori ultrasonici con frequenza da 1 a 3 MHz.

sonora è realizzata nelle seguenti 2 versioni: la prima con sintonia automatica per l'utilizzo di trasduttori da 1 a 3 MHz.

La seconda con sintonia automatica per l'utilizzo di trasduttori da 1 a 3 MHz


con la possibilità di associazione con un canale di elettroterapia.

Mediante **sonora** è possibile ottenere emissioni di ultrasuoni continui o modulati con intensità e con tempi di erogazione programmabile e pertanto atte al trattamento termico terapeutico profondo di differenti stati patologici.

modelli **sonora**
sonora combi

ultrasuoni
codice SNR001

ultrasuoni+ elettroterapia
codice SNR003





dimensioni in **mm**
peso **3,5Kg**


+ novità

- > Ampia gamma di protocolli preimpostati
- > Programmi personalizzati
- > Manipoli multifrequenza
- > Riconoscimento automatico accessorio connesso
- > Emissione continua o pulsata
- > Associazione combinata con elettroterapia*


sonora combi



elettroterapia



ultrasuoni



caratteristiche

Frequenza di uscita	1.0 to 3.0 MHz
Intensità massima	3.0 W/cm ²
Massima corrente continua	30 mA*
Massima corrente impulsiva	70 mA*
Massima tensione di uscita	100 Vdc*
Alimentazione	90-240 Vac / 50-60 Hz
Potenza massima assorbita	70 VA (sonora) / 100 VA (combi)
*solo per versione COMBI	

physioled