


therma

diatermoterapia

tecar
codice THR001



therma è una nuova apparecchiatura per il trattamento diatermico capacitivo e resistivo non invasivo capace di

generare, con la migliore efficacia e senza dolore, iperemia endogena e stimolare la circolazione del sangue in tutti i diversi strati cellulari fino al drenaggio linfatico. Ha effetti anti-infiammatori e determina un miglioramento della circolazione sanguigna e una notevole riduzione del dolore.

Il trattamento terapeutico diatermico capacitivo e resistivo è l'approccio più recente ed efficace tra i trattamenti di diatermia per tutti gli operatori professionali che sono alla ricerca di qualcosa di più di una unità di diatermia tradizionale (microonde o onde corte). Il trattamento terapeutico diatermico capacitivo e resistivo è l'evoluzione tecnologica e terapeutica che fornisce la versatilità, l'efficacia, i benefici terapeutici che sono difficilmente raggiungibili con i dispositivi tradizionali per diatermia. Il trattamento è simile ad un massaggio durante il quale è possibile fornire energia al paziente che avverte immediatamente una piacevole sensazione di calore.





dimensioni in **mm**
peso **5Kg**

manipolo con 3 configurazioni di lavoro

+ novità

- > Ampia gamma di protocolli preimpostati
- > Programmi personalizzati
- > Modalità capacitiva per drenaggio e decontratturante con maggiore effetto termico
- > Modalità resistiva per stimolazione biologica con minimo effetto termico



posizione **0°**
01

posizione **45°**
02

posizione **90°**
03

caratteristiche

Potenza massima	150W/250VA
Frequenze di lavoro	500 kHz/1 MHz
Modalità operativa	Resistiva/Capacitiva
Alimentazione	90-240 Vac / 50-60 Hz
Potenza massima assorbita	300 VA

physioled