

... SCHEDA TECNICA ...

VETRINO PER CITOLOGIA

CODICE

0140

FABBRICANTE	G.P.S. S.R.L. – Via Del Chioso n. 8 – 24030 Mozzo (BG) Tel. 035-4376456 Fax 035-617844 E-mail: gps@gpsmedical.com website: www.gpsmedical.com
CLASSE DI APPARTENENZA	I NON STERILE
NORME DI RIFERIMENTO	prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE del 14.06.1993, ALLEGATO VII
MARCHIO	CE

DESCRIZIONE

Vetrino per citologia di tipo sabbato e molato con banda smerigliata laterale

MATERIALE

Vetro apposito avente le seguenti caratteristiche:

- Densità 1,48 g/cm²
- Punto di deformazione 492° C
- Punto di rammollimento 720° C
- Temperatura di trasformazione 540° C

- **FTALATI** : Il materiale di produzione dei dispositivi non contiene ftalati.
- **LATEX FREE**: il materiale di produzione e di confezionamento primario e secondario sono esenti da lattice

DIMENSIONI

Misure: 76 x 26 mm, spessore 1,2 mm.
realizzati con estremità molate e banda sabbata

IMBALLAGGIO

Il prodotto è imballato in confezioni da 50 pezzi.

Questa confezione interna garantisce un'adeguata protezione e permette al prodotto di giungere al consumatore finale in condizioni igieniche sicure.

CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE

Il prodotto può venire smaltito osservando le disposizioni delle autorità locali.

