



Cod. art. 30851/M1  
Cod. art. 30851/M5



Cod. art. 30851

## SCHEDA TECNICA

# STRINGINASO A MOLLA

per Test di funzionalità respiratoria (esame spirometrico)

**Descrizione:** Dispositivo per occludere le narici e permettere un'appropriata forzata espirazione dalla bocca

**Codice del prodotto:**

- **imbustato singolarmente:** **30851** con terminali in spugna EVASS

**Materiale di costruzione:** Polyoxymethylene (POM) - Ethylene Vinyl Acetate Sponge Sheet

**Codice del prodotto:**

- **imbustato singolarmente:** **30851/M1** con terminali in plastica

**Materiale di costruzione:** Polyoxymethylene (POM)

**Codice del prodotto:**

- **confezionato in busta da 5 pezzi:** **30851/M5** con terminali in plastica

**Materiale di costruzione:** Polyoxymethylene (POM)

**Metodica di lavorazione:**

CE

**Peso:** 4,00 gr

**Utilizzo:** Monouso

**Confezione:** 100 pz.

**NOTE:** non contiene PVC, né lattice. Prodotto non sterile. E' anallergico.