

UP-D899MD

Stampante digitale monocromatica in formato A6 per supporti termici



Panoramica

UP-D899MD è una stampante digitale in bianco e nero compatta in formato A6 ed è il modello successivo alla serie di stampanti medicali UP-898 di Sony. Offre una stampa in bianco e nero ad alta velocità ed eccezionale qualità con una maggiore precisione delle immagini, un'interfaccia utente e cutter di stampa migliorati e prestazioni ambientali ottimizzate.

Attributi

Ampia compatibilità con PC

Per garantire la massima flessibilità, è disponibile un'ampia gamma di driver per PC per Windows 10 e 11. Quando si sceglie la modalità di compatibilità, è possibile selezionare il driver 898/897.

Conformità con gli standard medicali

Questo prodotto è distribuito negli USA e nell'UE come dispositivo medico e soddisfa gli standard di sicurezza dei prodotti (es., IEC 60601-1).

Per ulteriori dettagli, rivolgersi alla filiale o al rivenditore autorizzato Sony più vicino.

Specifiche

Specifiche

Metodo di stampa	Stampa termica diretta
Risoluzione	325 dpi
Gradazione	elaborazione a 8 bit (256 livelli)
Elementi dell'immagine	Digitale: 1.280 x 2.560 dot
Area dell'immagine	100 x 200 mm (3 7/8 x 7 7/8 pollici)
Formato carta	Larghezza carta di 110 mm
Tempo di stampa	Modalità alta velocità: Circa 2 secondi/immagine (con impostazioni standard) (1.280 x 960 dot) Modalità velocità normale: Circa 3,8 secondi/immagine (con impostazioni standard) (1.280 x 960 dot)
Interfaccia	Connettore USB ad alta velocità (USB 2.0): tipo C (per ricezione dati) (x1)
Driver della stampante SW	Microsoft Windows 10, 11

Specifiche

Requisiti dell'immagine	AC da 100 a 240 V, 50/60 Hz
Corrente in entrata	Da 0,75 A a 0,5 A
Temperatura di esercizio	Da 10 °C a 40 °C (Da 50 °F a 104 °F)
Umidità di esercizio	Da 20% a 80% (senza condensa)
Temperatura di trasporto e archiviazione	Da -20 °C a +60 °C (Da -4 °F a +140 °F)
Umidità di trasporto e archiviazione	Da 20% a 90% (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)	154 × 88 × 208 mm (6 1/8 × 3 1/2 × 8 1/4 pollici)
Peso	2,0 kg (4 lb 6,5 oz.) (solo stampante)
Accessori in dotazione	Foglio per la pulizia della testina termica (1) CD-ROM (1) Prima di utilizzare questa stampante (1) Elenco contatti assistenza (1) Informazioni per i clienti in Europa (1)
Direttiva CE	*I valori delle dimensioni sono approssimativi. Questo prodotto è distribuito negli USA e nell'UE come dispositivo medicale e soddisfa gli standard di sicurezza dei prodotti (es. IEC 60601-1)**. **Per ulteriori dettagli, rivolgersi alla filiale o al rivenditore autorizzato Sony più vicino.

Informazioni sul Regolamento UE sui dati: [Fai clic qui](#) per verificare se il tuo prodotto Sony e/o servizio correlato è soggetto al Regolamento UE sui dati personali.

Galleria





© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.