



UP-DR80MD

Stampante medica A4, durevole e di alta qualità

Stampante a colori digitale UP-DR80MD per applicazioni medicali.

Combinando design compatto, qualità superiore delle immagini e bassi costi di esercizio, l'UP-DR80MD è la stampante a sublimazione del colore formato A4 più compatta disponibile sul mercato.

Questa utilissima caratteristica permette di utilizzare la stampante anche in un carrello.

Stampa ad alta velocità

L'UP-DR80MD può stampare ad alta velocità. La stampa di immagini A4 è di circa 76 secondi

Caratteristiche

Eccellente qualità di stampa

Grazie alla tecnologia integrata a sublimazione del colore di Sony, l'UP-DR80MD produce stampe di qualità fotografica. La stampante è dotata anche della tecnologia a laminazione di Sony, che copre ogni stampa con uno strato protettivo resistente a luce, calore, acqua, umidità e impronte digitali. Questa tecnologia permette di archiviare le stampe per lungo tempo senza compromettere la qualità. L'UP-DR80MD può stampare in due formati: A4 (297 x 210 mm) e Letter (279 x 216 mm).

Design elegante e struttura compatta

L'UP-DR80MD ha un design elegante che si adatta a tutti gli ambienti medicali. La sua superficie bianca opaca è facile da pulire. Inoltre, grazie alle sue dimensioni compatte - circa 317(L) x 207(A) x 425(P) mm -, può installarsi in carrelli medicali o spazi ridotti.

Pannello frontale

Il caricamento frontale semplifica la sostituzione della carta e del nastro d'inchiostro, e consente di installare la stampante UP-DR80MD anche negli spazi più angusti.

Vantaggi:

Regolazione facile dei colori

L'UP-DR80MD offre una regolazione semplice del colore attraverso il driver, che incorpora un'immagine in anteprima da cui è possibile regolare e confermare facilmente le immagini.

Lookup table dei colori

Per una corretta riproduzione dei colori a seconda delle applicazioni - ad esempio, endoscopia e ultrasuoni -, sono disponibili due tipo di lookup table: "Natural", impostazione di default che crea un colore basato sul monitor s-RGB, ideale per le immagini endoscopiche; "CG", modalità di colore per una riproduzione dei colori più vivida, ideale per immagini di ultrasuoni. Queste impostazioni possono essere selezionate attraverso il driver della stampante.

Regolazione della scala di grigi

La funzione di regolazione della scala di grigi permette di selezionare facilmente il colore più adatto a seconda delle esigenze degli utenti, e offre la gamma di tonalità che più si adatta alla tua applicazione.

Specifiche tecniche

Metodo di stampa	Stampa a sublimazione del colore
Risoluzione	301 dpi
Gradazioni	8 bit (256 livelli) per ciascun colore primario di giallo, magenta e ciano
Pixel effettivi di stampa	A4, UPC-R80MD: 3400 x 2392 punti Letter UPC-R81MD: 3192 x 2464 punti
Area di stampa	A4: 287 x 202 mm Letter : 269 x 208 mm
Tempo di stampa	Dimensioni A4: circa 76 sec Letter : circa 72 sec
Interfaccia	Hi-Speed USB (USB 2.0)
Capacità del vassoio carta	50 fogli
Alimentazione	100-240 V AC, 50/60 Hz
Corrente in entrata	da 3,4 a 1,4 A
Temperatura di esercizio	da 5 °C a 35 °C
Umidità di esercizio	Da 20 a 80% (in assenza di condensa)
Temperatura di trasporto e archiviazione	-20 °C a +60 °C
Umidità di trasporto e archiviazione	Da 20 a 80% (in assenza di condensa)
Dimensioni	Circa 317(L) x 207(A) x 425(P) mm
Peso	Circa 11,5 kg
Norme di sicurezza europee	Sicurezza: EN60950-1, EN60601-1 EMC: EN55022 ClasseB, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60601-1-2, EN50371