

UP-X899MD

Stampante termica monocromatica digitale e analogica A6



Panoramica

UP-X899MD è una stampante digitale monocromatica compatta in formato A6 ed è il modello successivo alla serie di stampanti medicali UP-898 di Sony. Offre una stampa in bianco e nero ad alta velocità ed eccezionale qualità con una maggiore precisione delle immagini, un'interfaccia utente e cutter di stampa migliorati e prestazioni ambientali ottimizzate.

Attributi

Archivia fermi immagine in un'unità flash USB

UP-X899MD può memorizzare automaticamente immagini fisse stampate da sorgenti digitali e video su un'unità flash USB collegata.

Utilizzala con un'ampia gamma di modalità

Una scelta di ingressi video composito analogico e USB digitale compatibile con PC consente un utilizzo flessibile con un'ampia gamma di dispositivi.

Ampia compatibilità con PC

Per garantire la massima flessibilità, è disponibile un'ampia gamma di driver per PC per Windows 10 e 11. Quando si sceglie la modalità di compatibilità, è possibile selezionare il driver 898/897.

Conformità con gli standard medicali

Questo prodotto è distribuito negli USA e nell'UE come dispositivo medicale e soddisfa gli standard di sicurezza dei prodotti (es., IEC 60601-1).

Per ulteriori dettagli, rivolgersi alla filiale o al rivenditore autorizzato Sony più vicino.

Specifiche

Specifiche

Metodo di stampa	Stampa termica diretta
Risoluzione	325 dpi
Gradazione	elaborazione a 8 bit (256 livelli)
Elementi dell'immagine	Digitale: 1.280 x 2.560 dot Video NTSC: 720 x 504 dot Video PAL: 720 x 604 dot
Area dell'immagine	Digitale: 100 x 200 mm/3 7/8 x 7 7/8 pollici (Max) STD Video NTSC: 94 x 73 mm, Video PAL: 94 x 71 mm (WIDE1) SIDE Video-NTSC: 96 x 124 mm, Video-PAL: 96 x 127 mm (WIDE1)
Formato carta	Larghezza carta di 110 mm

Specifiche

Tempo di stampa	Modalità alta velocità: Circa 2 secondi/immagine (con impostazioni standard) (1.280 x 960 dot) Modalità velocità normale: Circa 3,8 secondi/immagine (con impostazioni standard) (1.280 x 960 dot)
Interfaccia	Connettore USB ad alta velocità (USB 2.0): tipo C (per ricezione dati) (x1) VIDEO IN : tipo BNC (segnali video composito NTSC o PAL) (1)
Driver della stampante SW	Microsoft Windows 10, 11
Requisiti dell'immagine	AC da 100 a 240 V, 50/60 Hz
Corrente in entrata	Da 0,75 A a 0,5 A
Temperatura di esercizio	Da 10 °C a 40 °C (Da 50 °F a 104 °F)
Umidità di esercizio	Da 20% a 80% (senza condensa)
Temperatura di trasporto e archiviazione	Da -20 °C a +60 °C (Da -4 °F a +140 °F)
Umidità di trasporto e archiviazione	Da 20% a 90% (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)	154 × 88 × 208 mm (6 1/8 × 3 1/2 × 8 1/4 pollici)
Peso	2,0 kg (4 lb 6,5 oz.) (solo stampante)
Accessori in dotazione	Foglio per la pulizia della testina termica (1) CD-ROM (1) Prima di utilizzare questa stampante (1) Elenco contatti assistenza (1) Supporti di stampa termica UPP-110HG/SET(1) Informazioni per i clienti in Europa (1)
Direttiva CE	*I valori delle dimensioni sono approssimativi. Questo prodotto è distribuito negli USA e nell'UE come dispositivo medico e soddisfa gli standard di sicurezza dei prodotti (es. IEC 60601-1)**. **Per ulteriori dettagli, rivolgersi alla filiale o al rivenditore autorizzato Sony più vicino.

Informazioni sul Regolamento UE sui dati: [Fai clic qui](#) per verificare se il tuo prodotto Sony e/o servizio correlato è soggetto al Regolamento UE sui dati personali.

Galleria



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.